

GUARDIA NOCTURNA

INSTRUCCIONES

Es esencial que mantenga el uso de su guardia nocturna todas las noches. Puede utilizarlo durante el día si está apretando o rechinando sus dientes. El aparato puede ayudar a relajar y reducir dolor de músculos en la quijada y proteger sus dientes.

Favor de traer su guardia nocturna a sus citas dentales, en especial si está teniendo tratamiento restaurativo (relleno de caries, coronas, etc). También lo examinaremos en sus citas de limpieza regular por desgaste y corrección de ajuste.

QUE ESPERAR

Al empezar el uso de su guardia nocturna sus dientes al principio podrán experimentar sensibilidad. La sensibilidad puede durar de 1 a 3 días, pero mejorará con el tiempo. Si continúa experimentando sensibilidad, favor de comunicarse con la oficina para hacer un ajuste.

Tal vez note un aumento de salvia debido al material extra en su boca. Pero, eso mejora!

Su guardia nocturna debe mantenerse puesta toda la noche. Si nota que es difícil ajustarse al uso, puede empezar a utilizarlo por unas horas durante el día y gradualmente ajustar el uso a tiempo completo por la noche.

EL CUIDADO Y USO APROPIADO DE SU GUARDIA NOCTURNA

Antes de utilizar su aparato, cepille los dientes y utilice hilo dental.

Al aplicarse la guardia nocturna no lo muerda en su lugar. En vez, utilice sus dedos para que se coloque en lugar.

Enjuague por completo su guardia nocturna y cepille con un cepillo suave después de cada uso. Puede utilizar jabón antibacterial y agua fresca. No se recomienda el uso de pasta de dientes para limpiar su aparato ya que es muy áspero y puede dañar el material. Esto puede causar que se desgaste la guardia de noche más rápido de lo debido,

Siempre coloque su guardia nocturna en una ubicación seca y en su caja de almacenaje. Es importante utilizar su caja de almacenaje cuando no esté usando su aparato para prevenir que se pierda.

IMPORTANTE: Manténgalo alejado de mascotas, ya que a los mascotas les encanta masticar en el tipo de material de la guardia de noche. Cualquier daño hecho por una mascota no tendrá garantía.

NO remoje su guardia nocturna con enjuague bucal, limpiador de dentadura postiza, o alcohol.

NO coloque su guardia nocturna en agua caliente, agua hirviendo o lo exponga a calor excesivo (tal como directamente a la luz solar). Esto puede distorsionar el aparato.

GARANTIA

La garantía de la guardia nocturna que proporcionamos es de 5 años. Empieza en la fecha inicial que es entregada si es que la reparación es necesaria debido a uso normal. Daño o rotura debido a accidentes (como ser comido por un mascota) no califica para cobertura de garantía.

